

ChrisRadpourMD بواسطة PessaryAssistant™

تعليمات الاستخدام (IFU) - العربية

PessaryAssistant.com

أ. التنسيب:

- أ. أضعاف الحلبة الدائرية إلى نصفين مثل "تاكو شل" من المحتمل أن يكون هناك "شقان" أو "ثقبان" على الجانبين ، مما يسهل الطي في اتجاه واحد من الاتجاه الآخر
- ب. يجب أن تكون هذه "الشقوق" أو "الثقوب" في "نهايات" "تاكو" (وليس المنتصف)
- ج. ضع منتصف Ring Pessary المطوي الآن في الجانب "U" المقلوب من PessaryAssistant™ (انظر الصورة)
- د. استخدم إحدى يديك لحمل PessaryAssistant™ و Ring Pessary المطوية الآن بالقرب من فتحة المهبل (انظر الصورة)
- هـ. ضع كمية صغيرة من التشحيم على طرف إدخال الدريان الدائري
- و. استخدم اليد الأخرى (أو أصابع أصغر من نفس اليد) لدفع الفرزجة الدائرية المطوية الآن إلى المهبل
- ز. استخدم إصبعاً واحداً لدفع Ring Pessary المفتوح الآن على طول الطريق داخل المهبل ، بقدر ما يذهب بشكل مريح
- ح. إذا كنت تستخدم الفرزجة الحلقية "مع الدعم" (أي الحجاب الحاجز الداخلي بدلاً من الفتحة المفتوحة على مصراعها) ، فحاولي توجيه أحد "الثقوب" الأكبر بحيث يكون أقرب إلى فتحة المهبل (انظر الصورة). سيساعد هذا في المستقبل أثناء الإزالة.



ب. إزالة:

- أ. ضع إصبعاً واحداً داخل المهبل لتحديد موقع حافة الفرزجة الدائرية ، بالإضافة إلى أحد الفتحتين الأكبر في الحجاب الحاجز ، إذا كان لديك (انظر الصورة)
- ب. استخدم الإصبع المدخل إما "لسحب" حافة الفرزجة باتجاه فتحة المهبل ، أو توجيه جانب "الخطاف" من PessaryAssistant™ إلى الحافة (قد يتم توجيه الطرف المفتوح من "الخطاف" لأعلى أو لأسفل ، اعتماداً على ما يبدو أكثر ملاءمة بالنظر إلى وضع راحة الفرزجة)
- ج. قم بمعالجة مقبض وخطاف PessaryAssistant™ حتى تقوم بربط حافة الفرزجة الحلقية (لأعلى أو لأسفل)
- د. في حالة استخدام Ring Pessary "مع الدعم" ، فسوف يمر "الخطاف" عبر أحد "الثقوب" الأكبر في الحجاب الحاجز (انظر الصورة)
- هـ. استخدم الآن PessaryAssistant™ لسحب Ring Pessary ، مع استخدام اليد الأخرى "لطي" Ring Pessary عند خروجها
- و. هذا يقلل من الألم الناتج عن تمرير الفرزجة عبر فتحة المهبل (خاصة إذا كان لديك فرزجة أكبر حجماً)

